

A man's face in profile on the left side of the image, looking towards the right. On the right side, there is a surgical light fixture with a long arm and a large, faceted lens. The background is a light-colored grid pattern.

Planmeca SingLED

Eclairage uniforme

La nouvelle lampe opératoire brevetée avec une structure miroir à facettes et LED unique garantit un éclairage uniforme de la zone traitée. Les faisceaux lumineux ultra-précis empêchent ainsi tout éblouissement. La structure à facettes de l'optique anidolique à miroir assure également une couleur uniforme sur l'ensemble de la zone éclairée.

Innovation pure **PLANMECA**



Le scialytique Planmeca SingLED consomme peu d'électricité tout en garantissant une intensité lumineuse optimale. Le réglage à distance de l'intensité lumineuse assure une hygiène parfaite. Le scialytique répond à tous les besoins des utilisateurs car il peut être contrôlé à partir de l'interface utilisateur graphique, de la pédale de commande, de la touche on/off ou en levant simplement la main devant la tête de lampe. De plus, l'activation de la lampe peut être préprogrammée pour suivre les mouvements automatiques du fauteuil.

Le bras du scialytique Planmeca SingLED est extrêmement long, ce qui assure un éclairage parfait de toute la région mandibulaire. Le scialytique est équipé de deux poignées latérales amovibles et autoclavables.

Caractéristiques techniques

Température de couleur	5 000-5 500 K
Intensité lumineuse maximale	> 50 000 lux
Tolérance de fabrication pour l'intensité lumineuse maximale	35 000 lux
Consommation d'énergie maximale	5 W
Dimensions mécaniques de la tête (L x P x H)	165 x 90 x 150 mm
Source d'éclairage	LED unique
Taille rectangulaire du projecteur (L x H)	150 x 85 mm
Unités disponibles	Planmeca Sovereign, Planmeca Sovereign Reach, Planmeca Sovereign Side, Planmeca Sovereign Classy, Planmeca Sovereign Classy Reach, Planmeca Compact i, Planmeca Compact s, Planmeca Compact c, Planmeca Compact a, Planmeca Compact e, Planmeca Universal
Options de montage	Montage sur l'unité dentaire, fixation au plafond, fixation au mur, montage au plafond avec l'appareil à rayons X Planmeca Intra ; les options de montage au plafond et au mur incluent un transformateur



Planmeca Oy
 Asentajankatu 6 | 00880 Helsinki | Finlande
 tél. +358 20 7795 500 | fax +358 20 7795 555
 sales@planmeca.com | www.planmeca.com/fr